

BIOCLOR

Presidio medico chirurgico reg. Min. San. N. 18743
Compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida



Proprietà e prestazioni

Prodotto disinfettante in compresse effervescenti. Sciolto in acqua il prodotto libera acido ipocloroso capace di ridurre il numero di batteri. Ideale per il trattamento battericida di pavimenti, pareti, superfici di vario tipo, piani di lavoro, espositori, vassoi, stoviglieria, taglieri, attrezzi ed utensili. Ideale nell'industria alimentare per la disinfezione di superfici di lavoro, pavimenti, pareti, attrezzature e macchinari. Ottimo per lavaggio antisettico di frutta e verdura. Utilizzabile anche per stoviglieria del bambino, biberon, tettarelle, forbici, spazzolini da denti.

Settori d'impiego

Alberghi, bar, comunità, scuole, case di riposo, asili, pensioni, caserme, piscine, impianti sportivi, gelaterie, supermercati, negozi, industrie farmaceutiche, industrie lattiero casearie, industrie alimentari, industrie enologiche e delle bevande, allevamenti zootecnici, ospedali, macellai, pescherie, mercati ortofrutticoli.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: compresse solide

Colore: bianco

Odore: caratteristico del cloro

Densità: 1,00 +/- 0,02 Kg/l.

PH in soluzione acquosa al 40%: 6,5

Principio attivo: sodio dicloroisocianurato

Composizione

100 g contengono:

sodio dicloroisocianurato g 50

eccipienti q.b. a g 100

cloro disponibile 28 g

Spettro d'azione:

Battericida nei confronti di
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442
ENTEROCOCCUS HIRAE ATCC 10541
ESCHERICHIA COLI ATCC 10536

Alla concentrazione 250 ppm di cloro attivo dopo 5 minuti di contatto. Secondo quanto previsto dal CEN pr EN 13697

Istruzioni per l'uso

Preparare la soluzione da utilizzare sciogliendo le compresse in acqua. La concentrazione ottimale d'impiego è una compressa in 3 litri di acqua che corrisponde a 250 ppm di cloro libero. Assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione di Bioclor ottenuta e le superfici da trattare. Dopo il lavaggio antisettico di frutta e verdura, stoviglieria del bambino, biberon, tettarelle, spazzolini da denti, risciacquare accuratamente con acqua corrente.

Avvertenze

Non mescolare con altri prodotti.

Evitare il contatto con acidi. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR200	Barattolo	1 kg	Cartone da 6 barattoli	

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.